# Protocole pour la détection du virus MONKEYPOX par PCR en temps réel

#### 1 Extraction

Lyse externe (LSB3) : 200µl d'échantillon + 200µl de tampon de lyse (Kit Qiagen QIAamp DNA mini kit) Extraction manuelle avec un volume d'élution de 200µl.

Kit QIAamp DNA mini kit : Ref :51304 Lot : 172023567

2 Kit PCR

Nom: DI Monkeypox Virus Duplex Fabricant: Innovative Diagnostics

Mandataire: N.A.

Fournisseur: Innovative Diagnostics

**Marquage**: RUO Ref: DIMPXV-50

Manuel: version [Insert\_DIMPXV\_ver0822\_FR\_doc3505]; Guide de prise en main rapide OPUS 96

BioRad : version [V\_DIMPXV\_Opus\_0822-1]. Température de conservation -26°C /-16°C.

LOT: 002

Matrices: Prélèvements oropharyngés ou cutanéo-muqueux

Cibles	Fluorophore	Excitation	<b>Emission</b>
Cible 1(MPXV)	FAM	495 nm	515 nm
Cible 2 (CI)	Texas Red	585 nm	605 nm

# 3 Conditions

Thermocycler: BioRad OPUS96 ref: 795BR03596

Volume de mixe PCR :  $15\mu l$  Volume ADN :  $5\mu l$ 

Cvcle:

-)			
Etape	Température	Temps	cycle
1	95°C	3min	1 cycle
2	95°C	10sec	
	60°C	30 sec *	40 cycles



# INSTITUT DE RECHERCHE BIOMEDICALES DES ARMEES

Résultat :

N° de test : Kit\_ID\_2\_2022-09-07 09-11-16\_795BR03596

## Validation du Run

Cibles	Fluorophore	THRESHOLD	
Cible 1(MPXV)	FAM	3107.27	
Cible 2 (CI)	Texas Red	511.30	

#### Matrice:

		1		1	1	1
Sondes	MPXV High	MPXV Low	CPXV	NRT	Positive	Negative
					Control	control
					du Kit	du Kit
Cible 1 (FAM)	20.58	21.77	ND	ND	29.01	ND
Cible 2 (Texas Red)	25.36	28.26	33.28		28.05	ND
RESULTATS	VALIDE	VALIDE	VALIDE	VALIDE	VALIDE	VALIDE
PCR-CNR-LE OPV	19.6	36.5	ND	ND	NA	NA

ND : Non détecté


## Gamme:

MPXV CNR2211C P2 Vero du 07/06/2022 Titre 4E6 PFU/ml


		/		,
	10-3	10-4	10-5	10-6
PFU/ml	4000	400	40	4
MPXV (FAM)	28	31.06	34.08	ND
	VALIDE	VALIDE	VALIDE	Non VALIDE
PCR-CNR-LE OPV	26.81	30.26	33.60	35.55

INSTITUT DE RECHERCHE BIOMEDICALES DES ARMEES

Gamme: MPXV: Kit DI Monkeypoxv virus Duplex



Gamme MPXV: Kit CNR MPXV G2R G



#### **CONCLUSION**

Le témoin positif et le témoin négatif ont été validés, permettant l'interprétation des résultats.

Le kit détecte les échantillons primaires MPXV, Ct précoce et tardif.

Le kit ne détecte pas l'ADN du virus CPXV.

Le Kit permet une détection jusqu'à une équivalence de 40 PFU/ml d'ADN issu d'un surnageant de culture de MPXV.

KIT validé pour la détection d'espèce Monkeypoxvirus.